

Sendoline Endo Motor - størst mulig fleksibilitet!

Sendoline Endo Motor er en trådløs og genopladelig motor til endodontiske behandlinger. Nyeste teknologi kombinerer enkeltheden ved forvalgte programmer med muligheden for at vælge egne indstillinger – størst mulig fleksibilitet.

Tilgængelighed

Det praktiske vinkelstykke kan roteres 360°, hvilket sørger for bedre tilgængelighed, og vinkelstykkets smalle hals og lille hoved blokerer ikke udsynet.

Valgmuligheder

Sendoline Endo Motor kan bruges til både roterende og reciprokerende systemer, hvilket giver dig størst mulig fleksibilitet.

Nem at bruge

Motoren er meget ergonomisk og ligger let og velafbalanceret i hånden.

Trådløs

Sendoline Endo Motor er trådløs og oplades efter behov ved brug af opladningsstationen.



Sendoline®

Endo Motor



Sendoline Perfect Match


Ud over det indstillede program til Sendolines filsystem S3 og S5, er der også åbne programmer til både roterende og reciprokerende systemer - du vælger selv!



Roterende
S5 System



Reciprokerende
S1 System



Reciprokerende
eller Roterende
S3 System



Roterende



Reciprokerende

Med eller uden apekslokalisator – valget er dit!

Sendoline Endo Motor kan bruges på tre forskellige måder:

1. Kun som endomotor
2. Endomotor med apekslokalisator
3. Kun som apekslokalisator



Scan QR-koden for
at få mere at vide om
Sendoline Endo Motor
www.sendoline.com

DIRECTA