

## Sendoline Endo Motor: ¡Máxima libertad de elección!

Sendoline Endo Motor es un motor recargable e inalámbrico para endodancias. Su tecnología combina la simplicidad de los programas preestablecidos con la libertad de poder personalizar sus propias configuraciones: máxima libertad de elección.

### Acceso

Su práctico contra ángulo se puede rotar 360° facilitando el acceso, mientras que su cuello estrecho y el pequeño cabezal del contra ángulo no bloquean la visión del clínico.

### Versatilidad

Sendoline Endo Motor se puede utilizar con sistemas rotatorios y reciprocantes, proporcionando máxima libertad de elección.

### Fácil de usar

El motor cuenta con una excelente adaptación ergonómica, lo que permite sostenerlo de forma ligera y equilibrada.

### Inalámbrico

Sendoline Endo Motor es inalámbrico y, cuando sea necesario, podrá cargarlo usando el soporte de carga.



# Sendoline®

## Endo Motor



### Sendoline Perfect Match

Además de los programas preestablecidos del sistema S3 o S5 de Sendoline, también existen programas completamente abiertos para realizar movimientos rotatorios y recíprocos, ¡usted elige!



**S5 System**  
rotatorio



**S1 System**  
recíproco



Recíproco o  
Rotatorio  
**S3 System**

**NEW**



Rotatorio



Recíproco

### Con o sin localizador de ápices, ¡usted elige!

Sendoline Endo Motor se puede utilizar de tres maneras distintas:

1. Solo como motor para endodencias
2. Motor para endodencias con localizador de ápices
3. Solo como localizador de ápices.



Escanee el código QR para obtener más información sobre Sendoline Endo Motor  
[www.sendoline.com](http://www.sendoline.com)

**DIRECTA**