

Sendoline Endo Motor

- mahdollisimman suurta valinnanvapautta!

Sendoline Endo Motor on langaton ladattava moottori endodontiaan. Uusimpaan tekniikkaan yhdistyvät esiasetettujen ohjelmien helppous sekä vapaus valita omat asetukset – mahdollisimman suurta valinnanvapautta.

Työn esteettömyys

Kätevä vastakulma pyörii 360 astetta, mikä helpottaa suussa työskentelyä. Vastakulman kapea kaula ja pieni pää eivät peitä näkyvyyttä.

Valintasi mukaan

Sendoline Endo Motor -laitetta voi käyttää sekä pyöriviin että edestakaisin liikkuviin järjestelmiin, mikä antaa mahdollisimman suurta valinnanvapautta.

Helppo käyttää

Moottori on ergonomisesti hyvin mukautuva; se lepää kädessäsi kevyesti ja tasapainoisesti.

Langaton

Sendoline Endo Motor on langaton ja tarvittaessa sen voi ladata latausasemassa.



Sendoline®

Endo Motor



Pyörivä
S5 System



Edestakaisin liikkuva
S1 System



Sendoline Perfect Match

Tämän lisäksi Sendoline-tiedostojärjestelmän S3- ja S5-versioille on olemassa avoimia ohjelmia sekä pyöriville että edestakaisille liikkeille - valitset itse!


UUSI



Pyörivä
S5 System



Edestakaisin
liikkuva
S1 System



Edestakaisin liikkuva
ja Pyörivä
S3 System



Pyörivä



Edestakaisin
liikkuva

Juurikanavamittarilla vai ilman – päättä itse!

Sendoline Endo Motor -laitetta voi käyttää kolmella eri tavalla:

1. Pelkästään endomoottorina
2. Endomoottorina ja juurikanavamittarina
3. Pelkästään juurikanavamittarina



Skannaa QR-koodi,
niin saat lisätietoja
Sendoline Endo Motor
-laitteesta
www.sendoline.com

DIRECTA