

Sendoline Endo Motor - une liberté de choix absolue !

Sendoline Endo Motor est un moteur rechargeable sans fil pour l'endodontie. La toute dernière technologie allie la simplicité des programmes prédéfinis avec la possibilité d'ajuster ses paramètres soi-même – une liberté de choix absolue.

Accessibilité

Le contre-angle est soigné, sa rotation à 360° facilite l'accès en bouche tandis que sa tête miniature ainsi que son corps fin assurent une meilleure visibilité.

Choix

Sendoline Endo Motor peut être utilisé à la fois pour des systèmes en rotation continue ou à mouvement réciproque, ce qui vous offre une liberté de choix absolue.

Simple d'utilisation

Le moteur est bien adapté sur le plan ergonomique, à la fois léger et équilibré pour une bonne prise en main.

Sans fil

Sendoline Endo Motor fonctionne sans fil et se pose sur sa base de chargement entre les traitements.



Sendoline®

Endo Motor



Sendoline Perfect Match

En plus des programmes prédéfinis du système S3 ou S5 de Sendoline, il existe aussi des programmes complètement ajustables pour la préparation en rotation continue ou à mouvement réciproque – À vous de choisir !

NEW



Rotation continue
S5 System



Mouvement réciproque
S1 System



Réciproque ou Rotation
S3 System



Rotation continue



Mouvement réciproque

Avec ou sans localisateur d'apex – À vous de choisir !

Sendoline Endo Motor peut être utilisé de trois manières distinctes :

1. Uniquement comme un moteur endo
2. Comme un moteur endo équipé d'un localisateur d'apex
3. Uniquement comme un localisateur d'apex



Scannez le QR Code pour plus d'informations concernant Sendoline Endo Motor
www.sendoline.com

DIRECTA