

Sendoline Endo Motor - maximale keuzevrijheid!

Sendoline Endo Motor is een draadloze oplaadbare motor voor endodontie. De nieuwste technologie verenigt de eenvoud van voorgeprogrammeerde programma's met de vrijheid om uw eigen instellingen te kiezen voor maximale keuzevrijheid.

Toegang

De handige contrahoek is 360° draaibaar voor een makkelijke toegang tot het werkgebied, terwijl de smalle hals en kleine kop van de contrahoek uw zicht niet belemmeren.

Keuze

Sendoline Endo Motor kan zowel voor roterende als voor heen en weer gaande systemen gebruikt worden, zodat u een maximale keuzevrijheid hebt.

Gebruiksvriendelijk

De motor is ergonomisch goed gebalanceerd/ontworpen, hij ligt licht en evenwichtig in de hand.

Draadloos

Sendoline Endo Motor is draadloos en wordt indien nodig opgeladen met het laadstation.



Sendoline®

Endo Motor



Sendoline Perfect Match


Naast het vaste programma voor Sendoline's roterende vijlsysteem zijn er ook open programma's voor zowel roterende als reciprocerende bewegingen - u kiest zelf!



Roterend
S5 System



Reciprocerende
beweging
S1 System



Reciprocerende of
Roterend
S3 System



Roterend



Reciprocerende
beweging

Met of zonder apex locator. U kiest!

Sendoline Endo Motor kan op drie verschillende manieren gebruikt worden:

1. Alleen als endomotor
2. Endomotor met apex locator
3. Alleen als apex locator



Scan de QR-code voor
meer informatie over
Sendoline Endo Motor
www.sendoline.com

DIRECTA