

Sendoline Endo Motor - maksimal valgfrihet!

Sendoline Endo Motor er en trådløs oppladbar motor for endodonti. Den nyeste teknologien forener enkelheten av forhåndsinnstilte programmer, med valgfriheten til selv å kunne velge dine egne innstillinger - maksimal valgfrihet.

Enkel tilgang

Det nette vinkelstykket er roterbart 360°. Dette gjør det lettere å komme til, samtidig som vinkelstykkets smale hals og lille hode ikke er i veien for sikten i arbeidsfeltet.

Valgfrihet

Sendoline Endo Motor kan brukes til både roterende og resiprokerende systemer. Dette gir deg maksimal valgfrihet.

Lett å bruke

Motoren er ergonomisk tilpasset. Den ligger lett og balansert i hånden når du arbeider.

Trådløs

Sendoline Endo Motor er trådløs og lades ved behov i medfølgende ladestasjon.



Sendoline®

Endo Motor



Sendoline Perfect Match

I tillegg til det forhåndsinnstilte programmet for Sendolines filsystem, S3 og S5, finnes det også åpne programmer for både roterende og resiprokerende bevegelser. Du velger selv!



Roterende
S5 System



Resiprokerende
S1 System



Resiprokerende eller
Roterende
S3 System

NY



Roterende



Resiprokerende

Med eller uten apexlokator – Du velger!

Sendoline Endo Motor kan brukes på tre ulike måter:

1. Bare som endomotor
2. Endomotor med apexlokator
3. Bare som apexlokator



Skann QR-koden for mer informasjon om Sendoline Endo Motor
www.sendoline.com

DIRECTA